

## FOLLETO DEL PRODUCTO

---

# KERN 326-07

Fecha: 19.03.2025

ESPAÑOL



Pesas individuales, Clase OIML F1, 100 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## DESCRIPCIÓN

- Pesas individuales, Clase OIML F1, 100 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido (OIML)
- Para este peso, recomendamos encarecidamente un estuche debido a la gran precisión de la clase de peso. Encontrará una selección en la sección de accesorios
- Por la homologación es necesario un estuche. Por favor pida el estuche junto con las pesas singulares.

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Modelo de código de artículo | 326-07                                |
| Serie de modelos             | 326                                   |
| Surtido                      | KERN                                  |
| Tipo de producto             | Pesos de prueba                       |
| Grupo de productos           | Pesas de control OIML F1              |
| Tipo de uso del producto     | Artículo principal;Accesorio/servicio |
| Código EAN (Modelo)          | 4045761223684                         |
| Modelo predecesor            | 326-07-2018a; 327-67; 329-07          |
| Modelo sucesor               | 326-07-2025e                          |
| Número del arancel aduanero  | 84239090                              |

### Datos técnicos - Primarios

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Valor nominal     | 100 g       |
| Tolerancia (OIML) | 0,5 mg      |
| Caja aluminio     | 317-070-600 |
| Caja plástico     | 347-070-400 |
| Caja de madera    | 317-070-100 |

### Datos técnicos - Construcción

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Material | acero inoxidable pulido |
|----------|-------------------------|

### Datos técnicos - Sistema de medición

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Valor nominal                 | 100 g  |
| Clase OIML                    | F1     |
| Conforme OIML                 | sí     |
| Tolerancia (OIML)             | 0,5 mg |
| Densidad (kg/m <sup>3</sup> ) | 7950   |

### Datos técnicos - Embalaje y envío

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Dimensiones del embalaje (An×P×Al)            | 22×22×38 mm          |
| Peso bruto                                    | 0,10 kg              |
| Peso neto                                     | 0,10 kg              |
| Método de envío                               | Servicio de paquetes |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 0 g                  |
| Plazo de entrega                              | 1 d                  |

### Servicios opcionales

|                   |         |
|-------------------|---------|
| DAkkS Calibración | 962-437 |
|-------------------|---------|

## FUNCIONES

Standard



## ACCESORIOS

| Modelo      | Descripción                                     |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 317-070-100 | Estuche de madera para pesas KERN 317-070-100   |
| 347-070-400 | Estuche de plástico para pesas KERN 347-070-400 |
| 317-070-600 | Estuche protector de aluminio KERN 317-070-600  |
| 315-242     | Pinza KERN 315-242                              |

## SERVICIOS

| Modelo   | Descripción                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 962-437  | Calibración DAkkS 962-437                                                         |
| 962-437R | Recalibración DAkkS KERN 962-437R                                                 |
| 920-30   | Marcado con números de soplado KERN 920-30                                        |
| 920-32   | Marcado por mediante grabado KERN 920-32                                          |
| 921-437  | Divergencia positiva garantizada (? + 1/3 OIML) KERN 921-437                      |
| 920-301  | Marcado con números de soplado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-301 |
| 920-321  | Marcado por mediante grabado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-321   |

## DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

| Nombre del modelo | Valor nominal | Tolerancia (OIML) | Caja aluminio | Caja plástico | Caja de madera | Peso conjunto caja        |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|
| 326-36            | 5 kg          | 25 mg             | 346-060-600   | no disponible | no disponible  | -                         |
| 326-37            | 10 kg         | 50 mg             | 346-070-600   | no disponible | no disponible  | -                         |
| 326-38            | 20 kg         | 100 mg            | 346-080-600   | no disponible | no disponible  | -                         |
| 326-39            | 50 kg         | 250 mg            | 346-090-600   | no disponible | no disponible  | -                         |
| 326-022           | 1 g - 50 g    | -                 | -             | -             | 313-020-100    | en un estuche de madera   |
| 326-024           | 1 g - 50 g    | -                 | -             | 313-052-400   | -              | en un estuche de plástico |

| Nombre del modelo | Valor nominal | Tolerancia (OIML) | Caja aluminio | Caja plástico | Caja de madera | Peso conjunto caja        |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|
| 326-026           | 1 g - 50 g    | -                 | 314-020-600   | -             | -              | en un estuche de aluminio |
| 326-032           | 1 g - 100 g   | -                 | -             | -             | 313-030-100    | en un estuche de madera   |
| 326-034           | 1 g - 100 g   | -                 | -             | 313-052-400   | -              | en un estuche de plástico |
| 326-036           | 1 g - 100 g   | -                 | 314-030-600   | -             | -              | en un estuche de aluminio |
| 326-042           | 1 g - 200 g   | -                 | -             | -             | 313-040-100    | en un estuche de madera   |
| 326-044           | 1 g - 200 g   | -                 | -             | 313-052-400   | -              | en un estuche de plástico |
| 326-046           | 1 g - 200 g   | -                 | 314-040-600   | -             | -              | en un estuche de aluminio |
| 326-052           | 1 g - 500 g   | -                 | -             | -             | 313-050-100    | en un estuche de madera   |
| 326-054           | 1 g - 500 g   | -                 | -             | 313-052-400   | -              | en un estuche de plástico |
| 326-056           | 1 g - 500 g   | -                 | 314-050-600   | -             | -              | en un estuche de aluminio |
| 326-062           | 1 g - 1 kg    | -                 | -             | -             | 313-060-100    | en un estuche de madera   |
| 326-064           | 1 g - 1 kg    | -                 | -             | 313-082-400   | -              | en un estuche de plástico |
| 326-066           | 1 g - 1 kg    | -                 | 314-060-600   | -             | -              | en un estuche de aluminio |
| 326-072           | 1 g - 2 kg    | -                 | -             | -             | 313-070-100    | en un estuche de madera   |
| 326-074           | 1 g - 2 kg    | -                 | -             | 313-082-400   | -              | en un estuche de plástico |
| 326-076           | 1 g - 2 kg    | -                 | 314-070-600   | -             | -              | en un estuche de aluminio |
| 326-082           | 1 g - 5 kg    | -                 | -             | -             | 313-080-100    | en un estuche de madera   |
| 326-084           | 1 g - 5 kg    | -                 | -             | 313-082-400   | -              | en un estuche de plástico |
| 326-086           | 1 g - 5 kg    | -                 | 314-080-600   | -             | -              | en un estuche de aluminio |
| 326-092           | 1 g - 10 kg   | -                 | -             | -             | 313-090-100    | en un estuche de madera   |

| Nombre del modelo | Valor nominal | Tolerancia (OIML) | Caja aluminio | Caja plástico | Caja de madera | Peso conjunto caja        |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|
| 326-096           | 1 g - 10 kg   | -                 | 314-090-600   | -             | -              | en un estuche de aluminio |
| 326-01            | 1 g           | 0,1 mg            | 317-010-600   | 347-030-400   | 317-010-100    | -                         |
| 326-02            | 2 g           | 0,12 mg           | 317-020-600   | 347-030-400   | 317-020-100    | -                         |
| 326-03            | 5 g           | 0,16 mg           | 317-030-600   | 347-030-400   | 317-030-100    | -                         |
| 326-04            | 10 g          | 0,2 mg            | 317-040-600   | 347-050-400   | 317-040-100    | -                         |
| 326-05            | 20 g          | 0,25 mg           | 317-050-600   | 347-050-400   | 317-050-100    | -                         |
| 326-06            | 50 g          | 0,3 mg            | 317-060-600   | 347-070-400   | 317-060-100    | -                         |
| 326-07            | 100 g         | 0,5 mg            | 317-070-600   | 347-070-400   | 317-070-100    | -                         |
| 326-08            | 200 g         | 1 mg              | 317-080-600   | 347-080-400   | 317-080-100    | -                         |
| 326-09            | 500 g         | 2,5 mg            | 317-090-600   | 347-090-400   | 317-090-100    | -                         |
| 326-11            | 1 kg          | 5 mg              | 317-110-600   | 347-110-400   | 317-110-100    | -                         |
| 326-12            | 2 kg          | 10 mg             | 317-120-600   | 347-120-400   | 317-120-100    | -                         |
| 326-13            | 5 kg          | 25 mg             | 317-130-600   | 347-130-400   | 317-130-100    | -                         |
| 326-14            | 10 kg         | 50 mg             | 317-140-600   | 347-140-400   | 317-140-100    | -                         |