

# KERN 327-03

Pesas individuales, Clase OIML F1, 5 g, Botón, acero inoxidable pulido



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	327-03
Serie de modelos	327
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de control OIML F1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761004702
Modelo sucesor	327-03-2025e
Fecha de inicio prevista	2004-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

## Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	5 g
Tolerancia (OIML)	0,16 mg
Caja aluminio	317-030-600
Caja plástico	347-030-400
Caja de madera	317-030-100

## Datos técnicos - Construcción

Material	Acero inoxidable pulido
----------	-------------------------

## Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	5 g
Clase OIML	F1
Conforme OIML	Yes
Tolerancia (OIML)	0,16 mg

## Funciones

Densidad (kg/m<sup>3</sup>) 7950

Volumen (cm<sup>3</sup>) 0,625

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) 8×8×16 mm

Peso bruto 0,05 kg

Peso neto 0,05 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Componente del embalaje - por peso - plástico 0 g

Plazo de entrega 1 d

## Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación Yes

## Servicios opcionales

DAkkS Calibración 962-433

# KERN 327-03

Pesas individuales, Clase OIML F1, 5 g, Botón, acero inoxidable pulido



Standard

