

## FOLLETO DEL PRODUCTO

---

# KERN ABP-A01

Fecha: 18.03.2025

ESPAÑOL



Ionizador para neutralizar la carga electrostática

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## ESCAPARATE DE PRODUCTOS



### DESCRIPCIÓN

- El material que se va a pesar aislante, como por ejemplo, plástico, porcelana, vidrio etc. a menudo está cargado electrostáticamente. Debido al campo electromagnético generado entre el material y la balanza, se pueden producir resultados de pesaje erróneos en el margen de gramos. Por este motivo, para los pesajes en el margen de miligramos o más fino, se recomienda neutralizar la carga electrostática con el ionizador KERN ABP-A01
- Puede colocarse cómodamente junto a la balanza mediante el soporte o dirigirse a mano desde varios lados a una muestra crítica que deba pesarse

### ESPECIFICACIONES

#### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ABP-A01
Serie de modelos	ABP
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas de laboratorio
Grupo de productos	Accesorios (impresora, etc.)
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761213975

Número del arancel aduanero 90160090

#### Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	325×263×158 mm
Peso bruto	1,00 kg
Peso neto	0,85 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	75 g

Componente del  
embalaje - por peso -  
plástico 75 g

Elementos de embalaje -  
Peso - Vidrio 0 g

Elementos de embalaje -  
por peso - madera 0 g

Plazo de entrega 1 d

## FUNCIONES

Standard



## SERVICIOS

Modelo	Descripción
970-109	Extensión de la garantía (+2 años) KERN 970-109