

LED-Schwanenhalsbeleuchtung OZB-A4516



Funktion

1. Ein- / Ausschalter
2. Dimmer Lichtintensität



Vorteile auf einen Blick

Mit der **OZB-A4516** 20 W-LED-Schwanenhalsbeleuchtung mit fokussierbarem Lichtkegel können Sie Ihre Beleuchtung individuell einstellen. Eine punktuelle oder eine Streustrahlung ermöglicht Ihnen die optimale Ausleuchtung der Probe.



Sicherheitshinweise

Das Licht der Schwanenhals-Beleuchtung ist sehr hell. Schalten Sie die Beleuchtung daher immer erst ein, bevor Sie durch die Okulare blicken. Vermeiden Sie es, direkt in die LEDs zu schauen.



Technische Daten

Beleuchtungsstärke: 20W-LED
 Farbtemperatur: 6400 K
 Länge: 540 mm
 Eingangsspannung:
 AC 100-240V 50/60HZ



Techn. Service +49 7433 9933 777