

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS ODC-A8101

Fecha: 30.04.2025

ESPAÑOL



Portaobjetos de calibración con micrómetro (0,01 mm)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

Micrómetro de diapositivas (0,01 mm) ODC-A8101

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ODC-A8101
Serie de modelos	ODC-AK
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Cámaras de microscopio
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761190795
Modelo sucesor	ODC-A2403
Número del arancel aduanero	90119000

Temp. almacenaje Min -5 °C

Storage Temp Max 40 °C

ESPAÑOL

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	80×50×40 mm
Peso bruto	0,20 kg
Peso neto	0,10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	100 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Condiciones ambientales