

KERN OZB-A4516

Doppia illuminazione a collo di cigno per illuminazione ottimale del vostro campione

KERN®



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OZB-A4516
Modello-Serie	OZB-IF
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Illuminazione esterna
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761217720
Modello precedente	OZB-A4512
Data di inizio prevista	2019-1HJ
Numero di tariffa doganale	94054239

Dati tecnici - Primario

Tipo di illuminazione	LED
Intensità di illuminazione	20W

Dati tecnici - Costruzione

Temperatura del colore	6400 K
Dimmerabile	Yes
Lunghezza della fibra	540 mm
Dimensioni	100×200×150 mm

Dati tecnici - Alimentazione

Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione
----------------------	---

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
-------------------------------	-------

Funzioni

Temperatura di stoccaggio Max 40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 300×250×250 mm

Peso lordo 4 kg

Peso netto 3,8 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - a peso - carta 0 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone 207,576 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 1,41932 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo 145,835 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma 0 g

Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Verifica

RAEE Yes

KERN OZB-A4516

Doppia illuminazione a collo di cigno per illuminazione ottimale del vostro campione



Standard

