

# KERN 326-39

Poids individuel, Classe OIML F1, 50 kg, Bloc, inox poli

**KERN**<sup>®</sup>



## Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	326-39
Model-Serie	326
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Poids de test OIML F1
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761232846
Date de début prévue	2020-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

## Données techniques - Primaire

Valeur nominale	50 kg
Tolérance (OIML)	250 mg
Boîtier aluminium	346-090-600
Boîtier plastique	Non disponible
Caisse en bois	Non disponible

## Données techniques - Construction

Dimensions (L×P×H)	295×158×191 mm
Matériau	Inox poli

## Données techniques - Système de mesure

Nominal value	50 kg
Classe OIML	F1
OIML conform	Yes

## Les fonctions

Standard

Tolerance (OIML)	250 mg
Density (kg/m <sup>3</sup> )	7950

## Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	295×158×191 mm
Poids brut	50 kg
Poids net	50 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	17 d

## Données techniques - Vérification

Vérification possible	Yes
-----------------------	-----

## Services en option

DAkKS Calibrage	962-446
-----------------	---------

# KERN 326-39

Poids individuel, Classe OIML F1, 50 kg, Bloc, inox poli

