

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS OBB-A1472

Fecha: 28.03.2025

ESPAÑOL



Tubo binocular

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



DESCRIPCIÓN

Binocular de tubo OBB-A1472

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OBB-A1472
Serie de modelos	OBB-AT
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios de luz transmitida
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761197473
Número del arancel aduanero	90119000

Datos técnicos - Primarios

Tubo	Binocular
------	-----------

Datos técnicos - Construcción

Tipo de tubo	Siedentopf
Ángulo del tubo	45°
Rotación del tubo	sí
Distancia ocular (máx.)	75 mm
Distancia ocular (mín.)	55 mm
Dioptrías ajustables	ambos lados

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	265×185×165 mm
------------------------------------	----------------

Peso bruto	1,6 kg
Peso neto	1,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	300 g
Plazo de entrega	1 d

FUNCIONES

Standard

