

KERN 327-01

Peso singolo, classe OIML F1, 1 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato

KERN®

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	327-01
Modello-Serie	327
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML F1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761004689
Modello successivo	327-01-2025e
Data di inizio prevista	2004-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	1 g
Tolleranza (OIML)	0,1 mg
Cassa in alluminio	317-010-600
Cassa in plastica	347-030-400
Cassa in legno	317-010-100

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Acciaio inossidabile lucidato
-----------	-------------------------------

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	1 g
Classe OIML	F1
Conformità OIML	Yes
Tolleranza (OIML)	0,1 mg

Funzioni

Densità (kg/m ³)	7950
Volume (cm ³)	0,125

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	6×6×6 mm
Peso lordo	0,05 kg
Peso netto	0,05 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	Yes
-------------------------	-----

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-431
--------------------	---------

KERN 327-01

Peso singolo, classe OIML F1, 1 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato



Standard

