

KERN EMB 200-3V

Schulwaage mit integrierter Dichtebestimmungsfunktion

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	EMB 200-3V
Modell-Reihe	EMB
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Schulwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761133877
Geplanter Starttermin	2013-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Ja

Technische Daten - Primär

Wägekapazität	200 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,002 g
Linearität	± 0,005 g
Wägefläche (d)	82 mm
Empfohlenes Justiergewicht	200 g (F1)

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen des Gehäuses	175×250×55 mm
Material-Wägeplatte	Kunststoff
Material des Gehäuses	Kunststoff
Wägefläche (d)	82 mm

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays 15 mm

Hintergrundbeleuchtung Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Batterie	9 V Block
Betriebszeit	12 h
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,005 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Empfohlenes Einstellgewicht	200 g (F1)
Reproduzierbarkeit	0,002 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2,5 s
Anwärmzeit	120 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	Ct;g
Karat - maximale Kapazität	1000 ct
Karat - Ablesung	0,005 ct

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C

KERN EMB 200-3V

Schulwaage mit integrierter Dichtebestimmungsfunktion



Minimale
Umgebungstemperatur 5 °C

Minimale Luftfeuchtigkeit 5 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung
(B×T×H) 220×290×150 mm

Bruttogewicht 1,6 kg

Nettogewicht 0,85 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil -
nach Gewicht - Papier 18 g

Verpackungsbestandteil -
nach Gewicht - Karton 890 g

Verpackungsbestandteil -
nach Gewicht - Kunststoff 6 g

Verpackungsbestandteil -
nach Gewicht - Styropor 111 g

Verpackungsbestandteil -
nach Gewicht - Holz 202 g

Lieferzeiten 1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung 963-127

Funktionen

Standard



Option

