

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN MPB-A02

Fecha: 17.03.2025

ESPAÑOL



Fuente de alimentación KERN MPB-A02 UK

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIPCIÓN

Fuentes de alimentación enchufables MPB-A02 (12 V, 500 mA | 230 V AC, 50 Hz | UK)

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	MPB-A02
Serie de modelos	MPB
Surtido	KERN
Tipo de producto	Productos médicos
Grupo de productos	Básculas personales
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761104334
Número del arancel aduanero	85044095
CE Label	sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Adaptador de red/adaptador incluido	UK
Tensión de entrada	230 V AC, 50 Hz

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	90×75×55 mm
Peso bruto	0,40 kg
Peso neto	0,35 kg
Método de envío	Servicio de paquetes

Componente de embalaje - por peso - cartón 25 g

Componente del embalaje - por peso - plástico 25 g

Plazo de entrega 1 d

FUNCIONES

Standard

