

# KERN 337-01

Peso singolo, classe OIML F2, 1 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine

# KERN®



## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	337-01
Modello-Serie	337
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	Pesi di prova OIML F2
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761006287
Data di inizio prevista	2004-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

## Dati tecnici - Primario

Valore nominale	1 g
Tolleranza (OIML)	0,3 mg
Cassa in alluminio	317-010-600
Cassa in plastica	347-030-400
Cassa in legno	337-010-200

## Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Acciaio inossidabile tornito fine
-----------	-----------------------------------

## Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	1 g
Classe OIML	F2
Conformità OIML	Sì
Tolleranza (OIML)	0,3 mg
Densità (kg/m <sup>3</sup> )	7950

## Funzioni

Volume (cm<sup>3</sup>) 0,125

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	6×6×6 mm
Peso lordo	0,05 kg
Peso netto	0,05 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

## Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	No
-------------------------	----

## Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-431
--------------------	---------

# KERN 337-01

Peso singolo, classe OIML F2, 1 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine

**KERN**<sup>®</sup>

Standard

