

## FOLLETO DEL PRODUCTO

# OPTICS OBB-A6 102

Fecha: 29.04.2025

ESPAÑOL



Las unidades de iluminación profesional garantizan una iluminación extraordinaria, uniforme e intensa

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Escanear aquí para más información

## DESCRIPCIÓN

- Para máxima flexibilidad y comodidad en la microscopía estereoscópica
- Estas unidades de iluminación profesional garantizan una extraordinaria calidad de la luz con una intensidad constante en el objeto.
- Unidades de iluminación externas también adecuados para microscopios estereoscópicos estándar.
- Excepto: iluminación de anillos no adecuados en combinación con las series: OSE-1, OSF-4G, OZL-45R, OZC-5, OZG-4

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OBB-A6 102
Serie de modelos	OZB-IR
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Iluminación externa
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	404576 12 18468
Modelo predecesor	OBB-A6 102-2018a
Número del arancel aduanero	85395100
CE Label	sí

### Datos técnicos - Primarios

Tipo de iluminación	LED
Intensidad de iluminación	4,5W

### Datos técnicos - Construcción

Temperatura de color	5500 K
----------------------	--------

Regulable	sí
Diámetro del anillo	6,3 cm

### Datos técnicos - Fuente de alimentación

Clase de protección	Clase de protección II - aislamiento de protección
---------------------	--

### Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

### Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	180×110×55 mm
Peso bruto	0,50 kg
Peso neto	0,40 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g

Componente de  
embalaje - por peso -  
cartón 125 g

Componente del  
embalaje - por peso -  
plástico 0 g

Componente del  
embalaje - por peso -  
espuma de poliestireno 0 g

Elementos de embalaje -  
por peso - espuma 0 g

Plazo de entrega 1 d

## Datos técnicos - Verificación

WEEE sí

## FUNCIONES

Standard



1 DAY

## ACCESORIOS

Modelo	Descripción
YKA-02	Juego de adaptador de red KERN YKA-02

## SERVICIOS

Modelo	Descripción
970-012	Extensión de la garantía (+2 años) KERN 970-012

## PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
YKA-02	Juego de adaptador de red KERN YKA-02

## DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Tipo de iluminación	Intensidad de iluminación
OBB-A6102	LED	4,5W
OBB-A6102UK	LED	4,5W