

## Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	327-151
Modell-Reihe	327
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761004870
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

## Technische Daten - Primär

Nennwert	20 kg
Toleranz (OIML)	100 mg
Gehäuse Aluminium	Nicht verfügbar
Gehäuse Kunststoff	Nicht verfügbar
Gehäuse Holz	337-151-100

## Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
-----------	-------------------

## Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	20 kg
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	100 mg
Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7950

## Funktionen

Standard

Volumen (cm<sup>3</sup>) 2500

## Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	137×137×217 mm
Bruttogewicht	20 kg
Nettogewicht	20 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

## Optionale Dienstleistungen

DAkS Kalibrierung	962-445
-------------------	---------

# KERN 327-151

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 20 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl poliert

