

## FOLLETO DEL PRODUCTO

---

**KERN**  
**SET-18**

Fecha: 18.03.2025

ESPAÑOL

Software EasyTouch

# SET-18 Container Master

EasyTouch Container Master – Gestión centralizada de contenedores





---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## ESCAPARATE DE PRODUCTOS



## DESCRIPCIÓN

- Nota: El prerequisite para este set es el programa básico SET-01 Base
- Gestión de contenedores: Los distintos artículos se almacenan y pesan en contenedores del mismo tipo. Los pesos de tara de estos contenedores pueden gestionarse de forma centralizada con SET-18 Container Master. Si el peso de un contenedor cambia, el nuevo peso de tara se actualiza sencillamente en Container Master y se aplica automáticamente a todos los artículos y funciones asociados de la aplicación
- Asignación fija: Se puede asignar permanentemente un contenedor a cada objeto de datos maestros para garantizar su coherencia
- Visualización de contenedores: Cuando se utiliza un objeto de datos maestros, los usuarios ven en EasyTouch el contenedor asignado permanentemente o un contenedor seleccionado manualmente. Esto reduce el riesgo de confusiones y mejora la precisión del proceso de trabajo
- Selección de contenedores: Los usuarios también pueden seleccionar un contenedor directamente durante el proceso de pesaje sin especificación previa, por ejemplo, escaneando la identificación del contenedor mediante un código de barras. Esto contribuye a evitar entradas de tara incorrectas

## ESPECIFICACIONES

## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Modelo de código de artículo | SET-18                                |
| Serie de modelos             | ETS                                   |
| Surtido                      | KERN                                  |
| Tipo de producto             | Software                              |
| Grupo de productos           | EasyTouch                             |
| Tipo de uso del producto     | Artículo principal;Accesorio/servicio |
| Código EAN (Modelo)          | 404576 1478312                        |
| Número del arancel aduanero  | 852349 10                             |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

|                  |     |
|------------------|-----|
| Plazo de entrega | 1 d |
|------------------|-----|

## FUNCIONES

### Standard



### Option

