

BROCHURE DEL PRODOTTO

OPTICS OZB-A4863

Data: 30.04.2025

ITALIANO



Adattatore per oculare per fotocamere per microscopi

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

Adattatore per fotocamera C Mount 1 x OZB-A4863

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OZB-A4863
Modello-Serie	OZB-AA
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi stereo
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	404576 12325 18
Numero di tariffa doganale	90119000

FUNZIONI

Standard



ITALIANO

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	100×50×50 mm
Peso lordo	0,50 kg
Peso netto	0,20 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	300 g
Tempo di consegna	1 d

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
OZB-A4860	Elemento di base per adattatore fotocamera 1,0x OZB-A4860
OZB-A4862	Attacco di adattatore per telecamera oculare 1.0× OZB-A4862