

KERN 326-08

Poids individuel, Classe OIML F1, 200 g, Forme Eco, inox poli

KERN®



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	326-08
Model-Serie	326
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Poids de test OIML F1
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761223677
Modèle prédécesseur	326-08-2018a; 327-68; 329-08
Modèle successeur	326-08-2025e
Date de début prévue	2019-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	200 g
Tolérance (OIML)	1 mg
Boîtier aluminium	317-080-600
Boîtier plastique	347-080-400
Caisse en bois	317-080-100

Données techniques - Construction

Matériau	Inox poli
----------	-----------

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	200 g
Classe OIML	F1

Les fonctions

OIML conform	Oui
Tolerance (OIML)	1 mg
Density (kg/m ³)	7950

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	28×28×47 mm
Poids brut	0,20 kg
Poids net	0,20 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

Services en option

DAkKS Calibrage	962-438
-----------------	---------

KERN 326-08

Poids individuel, Classe OIML F1, 200 g, Forme Eco, inox poli



Standard

