

KERN



KERN CIB 3K-4

Balance compteuse robuste avec une grande mémoire d'articles, un fonctionnement intuitif et pratique et un écran trois couleurs pour les pesées de contrôle, résolution de comptage 30.000 points



Plage de tarage	3 kg
Temps de préchauffage	30 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Kg

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	85 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	15 %

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	400×385×146 mm
Poids brut	4,2 kg
Poids net	3,6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	2800
Composant de l'emballage - en poids - carton	301 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	301 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage	
Résolution du comptage	30000

Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	100 mg
Poids minimum de la pièce	1 g

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-127

Les fonctions

Standard



Option

