

# KERN 327-03

Peso singolo, classe OIML F1, 5 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato

**KERN®**

## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	327-03
Modello-Serie	327
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML F1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761004702
Modello successivo	327-03-2025e
Data di inizio prevista	2004-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

## Dati tecnici - Primario

Valore nominale	5 g
Tolleranza (OIML)	0,16 mg
Cassa in alluminio	317-030-600
Cassa in plastica	347-030-400
Cassa in legno	317-030-100

## Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Acciaio inossidabile lucidato
-----------	-------------------------------

## Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	5 g
Classe OIML	F1
Conformità OIML	Yes
Tolleranza (OIML)	0,16 mg

## Funzioni

Densità (kg/m<sup>3</sup>) 7950

Volume (cm<sup>3</sup>) 0,625

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 8×8×16 mm

Peso lordo 0,05 kg

Peso netto 0,05 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 0 g

Tempo di consegna 1 d

## Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica Yes

## Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS 962-433

# KERN 327-03

Peso singolo, classe OIML F1, 5 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato



Standard

