

KERN 326-09

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 500 g, Eco-Form, Edelstahl poliert

KERN®



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	326-09
Modell-Reihe	326
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761223660
Vorgängermodell	326-09-2018a; 327-69; 329-09
Nachfolgemodell	326-09-2025e
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	500 g
Toleranz (OIML)	2,5 mg
Gehäuse Aluminium	317-090-600
Gehäuse Kunststoff	347-090-400
Gehäuse Holz	317-090-100

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
-----------	-------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	500 g
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Ja

Funktionen

Standard

Toleranz (OIML)	2,5 mg
Dichte (kg/m ³)	7950

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	38×38×64 mm
Bruttogewicht	0,50 kg
Nettogewicht	0,50 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-439
--------------------	---------

KERN 326-09

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 500 g, Eco-Form, Edelstahl poliert

KERN[®]

