


## FOLLETO DEL PRODUCTO

# OPTICS OBB-A1295

Fecha: 30.04.2025

ESPAÑOL



Objetivo plan infinito (sin cubreobjetos) para una gran distancia de trabajo 50 x /0,7 (1,95 mm (con suspensión))

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Escanear aquí para más  
información

## DESCRIPCIÓN

Objetivo 50 x (Plan infinito) OBB-A1295

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Modelo de código de artículo | OBB-A1295                            |
| Serie de modelos             | OBB-AO                               |
| Surtido                      | Optics                               |
| Tipo de producto             | Microscopios                         |
| Grupo de productos           | Microscopios polarizadores           |
| Tipo de uso del producto     | Pieza de recambio;Accesorio/servicio |
| Código EAN (Modelo)          | 4045761168305                        |
| Número del arancel aduanero  | 90119000                             |

### Datos técnicos - Condiciones ambientales

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Temp. almacenaje Min | -5 °C |
| Stotage Temp Max     | 40 °C |

### Datos técnicos - Embalaje y envío

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 65×40×40 mm          |
| Peso bruto                          | 0,60 kg              |
| Peso neto                           | 0,30 kg              |
| Método de envío                     | Servicio de paquetes |

Componente de embalaje - por peso - cartón 300 g

Plazo de entrega 1 d

## FUNCIONES

Standard

