

KERN 326-11

Poids individuel, Classe OIML F1, 1 kg, Forme Eco, inox poli

KERN®



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	326-11
Model-Serie	326
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Poids de test OIML F1
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761223653
Modèle prédécesseur	326-11-2018a; 327-71; 329-11
Modèle successeur	326-11-2025e
Date de début prévue	2019-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	1 kg
Tolérance (OIML)	5 mg
Boîtier aluminium	317-110-600
Boîtier plastique	347-110-400
Caisse en bois	317-110-100

Données techniques - Construction

Matériau	Inox poli
----------	-----------

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	1 kg
Classe OIML	F1

Les fonctions

OIML conform	Oui
Tolerance (OIML)	5 mg
Density (kg/m ³)	7950

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	48×48×81 mm
Poids brut	1,00 kg
Poids net	1,00 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

Services en option

DAkKS Calibrage	962-441
-----------------	---------

KERN 326-11

Poids individuel, Classe OIML F1, 1 kg, Forme Eco, inox poli

KERN[®]

Standard

