

## BROCHURE DEL PRODOTTO

---

# KERN 347-01

Data: 22.03.2025

ITALIANO



Peso singolo, classe OIML M1, 1 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## DESCRIZIONE

- Peso singolo, classe OIML M1, 1 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)
- Per la verifica è necessaria una scatola. Si prega di aggiungere una scatola per pesi singoli.

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Modello codice articolo       | 347-01                                 |
| Modello-Serie                 | 347                                    |
| Assortimento                  | KERN                                   |
| Tipologia di prodotto         | Pesi di prova                          |
| Gruppo di prodotti            | OIML M1 Pesi di prova                  |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale; Accessori/Servizi |
| Codice EAN (Modello)          | 4045761008632                          |
| Modello precedente            | 347-41                                 |
| Numero di tariffa doganale    | 84239090                               |

### Dati tecnici - Primario

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Valore nominale    | 1 g         |
| Tolleranza (OIML)  | 1 mg        |
| Cassa in alluminio | 317-010-600 |
| Cassa in plastica  | 347-030-400 |
| Cassa in legno     | 337-010-200 |

### Dati tecnici - Costruzione

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Materiale | acciaio inossidabile tornito fine |
|-----------|-----------------------------------|

### Dati tecnici - Sistema di misura

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Valore nominale              | 1 g   |
| Classe OIML                  | M1    |
| Conformità OIML              | sì    |
| Tolleranza (OIML)            | 1 mg  |
| Densità (kg/m <sup>3</sup> ) | 7950  |
| Volume (cm <sup>3</sup> )    | 0,125 |

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Dimensioni imballo (L×P×H)                       | 6×6×6 mm        |
| Peso lordo                                       | 0,05 kg         |
| Peso netto                                       | 0,05 kg         |
| Metodo di spedizione                             | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica | 0 g             |
| Tempo di consegna                                | 1 d             |

### Dati tecnici - Verifica

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Possibilità di verifica | sì |
|-------------------------|----|

### Servizi opzionali

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Calibrazione DAkKS | 962-631 |
|--------------------|---------|

## FUNZIONI

Standard



## ACCESSORI

| Modello     | Descrizione                                       |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 337-010-200 | Custodia in legno per pesi KERN 337-010-200       |
| 347-030-400 | Custodia per pesi in plastica KERN 347-030-400    |
| 317-010-600 | Custodia rinforzata in alluminio KERN 317-010-600 |
| 315-242     | Pinzetta KERN 315-242                             |

## SERVIZI

| Modello  | Descrizione                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 952-631  | Omologazione KERN 952-631                                                      |
| 962-631  | Calibrazione DAkkS 962-631                                                     |
| 962-631R | Ricalibrazione DAkkS KERN 962-631R                                             |
| 920-30   | Marcatura con numeri di soffio KERN 920-30                                     |
| 920-32   | Marcatura per incisione KERN 920-32                                            |
| 920-301  | Marcatura con numeri di soffio (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-301 |
| 920-321  | Marcatura per incisione (ultime cifre del numero di serie) KERN 920-321        |

## DATI RELATIVI AL PRODOTTO

| Nome del modello | Valore nominale | Tolleranza (OIML) | Cassa in alluminio | Cassa in plastica | Cassa in legno |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 347-01           | 1 g             | 1 mg              | 317-010-600        | 347-030-400       | 337-010-200    |
| 347-02           | 2 g             | 1,2 mg            | 317-020-600        | 347-030-400       | 337-020-200    |
| 347-03           | 5 g             | 1,6 mg            | 317-030-600        | 347-030-400       | 337-030-200    |
| 347-04           | 10 g            | 2 mg              | 317-040-600        | 347-050-400       | 337-040-200    |
| 347-05           | 20 g            | 2,5 mg            | 317-050-600        | 347-050-400       | 337-050-200    |
| 347-06           | 50 g            | 3 mg              | 317-060-600        | 347-070-400       | 337-060-200    |
| 347-07           | 100 g           | 5 mg              | 317-070-600        | 347-070-400       | 337-070-200    |

| Nome del modello | Valore nominale | Tolleranza (OIML) | Cassa in alluminio | Cassa in plastica | Cassa in legno |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 347-08           | 200 g           | 10 mg             | 317-080-600        | 347-080-400       | 337-080-200    |
| 347-09           | 500 g           | 25 mg             | 317-090-600        | 347-090-400       | 337-090-200    |
| 347-11           | 1 kg            | 50 mg             | 317-110-600        | 347-110-400       | 337-110-200    |
| 347-12           | 2 kg            | 100 mg            | 317-120-600        | 347-120-400       | 337-120-200    |
| 347-13           | 5 kg            | 250 mg            | 317-130-600        | 347-130-400       | 337-130-200    |
| 347-14           | 10 kg           | 500 mg            | 317-140-600        | 347-140-400       | 337-140-200    |
| 347-445-100      | 10 g            | 2 mg              | -                  | -                 | -              |
| 347-141          | 10 kg           | 500 mg            | non disponibile    | -                 | 337-141-200    |
| 347-151          | 20 kg           | 1 g               | non disponibile    | -                 | 337-151-200    |
| 347-161          | 50 kg           | 2,5 g             | non disponibile    | -                 | 337-161-200    |
| 347-445-100-N00  | -               | 2 mg              | -                  | -                 | -              |
| 347-022-005      | 20 kg           | 1 g               | -                  | -                 | -              |
| 347-042-008      | 40 kg           | 1,5 g             | -                  | -                 | -              |
| 347-052-010      | 50 kg           | 2,5 g             | -                  | -                 | -              |
| 347-062-022      | 60 kg           | 3 g               | -                  | -                 | -              |
| 347-131          | 5 kg            | 250 mg            | -                  | -                 | 337-131-200    |