

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN YKF-01

Datum: 16.03.2025

DEUTSCH



Fußtaster, ideal, wenn die Anwendung zwei freie Hände verlangt. TARE-, oder PRINT-Funktion ansteuerbar.
Lieferumfang: Fußtaster, Anschlussbox, Verbindungskabel. Für PRINT-Funktion Schnittstellenkabel RS-232 nötig

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen



Modell-Artikel-Code	YKF-01
Modell-Reihe	YKF
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Zubehör (Drucker, etc.)
Produkt-Verwendungsart	Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761133259
Zolltarifnummer	84239010

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	180×110×40 mm
Bruttogewicht	0,45 kg
Nettogewicht	0,25 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Glas	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Lieferzeiten	1 d

FUNKTIONEN

Standard
