


# KERN ODC 841

Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages, documentation, archivage et traitement de l'image



## Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	ODC 841
Model-Serie	ODC-84
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Caméras microscopes
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761235724
Date de début prévue	2020-1HJ
Numéro de tarif douanier	85258900
CE Label	Yes

## Données techniques - Primaire

Type de caméra	USB3 Caméra de microscope - C-Mount
Résolution de la caméra	20 MP
Type de capteur	Sony CMOS
Taille du capteur	1"

## Données techniques - Construction

Capacité de couleur	Colour
Montage de la caméra	C-Mount
Interfaces	USB 3.0
Système d'exploitation	Win 10;Win 11;Win 8
Logiciel applicable	Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902)
Dimensions (L×P×H)	68×68×46 mm

## Données techniques - Alimentation électrique

Fiche d'alimentation	USB B
Classe de protection	Classe de protection III - basse tension de protection

## Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	150×150×100 mm
Poids brut	0,65 kg
Poids net	0,50 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	91,5 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	500 mg
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g
Composant d'emballage - par poids - verre	0 g
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	72,5 g

# KERN ODC 841

Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages, documentation, archivage et traitement de l'image



Composant d'emballage - par poids - métal 0 g

Délai de livraison 1 d

## Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min. -5 °C

Température de stockage max. 40 °C

## Données techniques - Vérification

WEEE Yes

## Les fonctions

Standard

