

KERN 303-08

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 5 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	303-08
Modell-Reihe	303
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761002524
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär

Nennwert	1 mg - 5 kg
Gehäuse Holz	313-080-100
Gewichtssatz Koffer	Im Holzetui

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtssatz	Yes
Anzahl der Gewichte im Set	28
Art des Gehäuses	Im Holzetui

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	1 mg - 5 kg
OIML-Klasse	E1
OIML-konform	Yes

Funktionen

Standard

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	420×200×200 mm
Bruttogewicht	18 kg
Nettogewicht	18 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	963-207
--------------------	---------

KERN 303-08

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 5 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



Option

