

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS OZB-A45 15

Fecha: 30.04.2025

ESPAÑOL



Iluminación de doble cuello de cisne para una iluminación óptima su muestra

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OZB-A45 15
Serie de modelos	OZB-IF
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Iluminación externa
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	404576 12 18444
Modelo predecesor	OZB-A45 15-2017a
Número del arancel aduanero	94054239

Datos técnicos - Primarios

Tipo de iluminación	LED
Intensidad de iluminación	6W

Datos técnicos - Construcción

Temperatura de color	5600-6300 K
Longitud de la fibra	300 mm
Dimensiones (An×Pr×Al)	120×370×250 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Clase de protección	Clase de protección I - conductor de protección
---------------------	---

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	300×250×250 mm
Peso bruto	2 kg
Peso neto	1,8 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	179,952 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	1,25665 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	70,1211 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

WEEE	yes
------	-----

FUNCIONES

Standard



PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
OZB-A4853	LED de repuesto OZB-A4853
OZB-A4867	Luz de cuello de cisne de repuesto con LED KERN OZB-A4867