

# KERN 347-01

Poids individuel, Classe OIML M1, 1 g, Bouton, inox finement tourné

# KERN®



## Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	347-01
Model-Serie	347
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	OIML M1 Poids de test
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761008632
Modèle prédécesseur	347-41
Date de début prévue	2004-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

## Données techniques - Primaire

Valeur nominale	1 g
Tolérance (OIML)	1 mg
Boîtier aluminium	317-010-600
Boîtier plastique	347-030-400
Caisse en bois	337-010-200

## Données techniques - Construction

Matériau	Inox finement tourné
----------	----------------------

## Données techniques - Système de mesure

Nominal value	1 g
Classe OIML	M1
OIML conform	Oui

## Les fonctions

Standard

Tolerance (OIML)	1 mg
Density (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Volume (cm <sup>3</sup> )	0,125

## Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	6×6×6 mm
Poids brut	0,05 kg
Poids net	0,05 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

## Données techniques - Vérification

Vérification possible	Oui
-----------------------	-----

## Services en option

DAkkS Calibrage	962-631
-----------------	---------

# KERN 347-01

Poids individuel, Classe OIML M1, 1 g, Bouton, inox finement tourné

**KERN**<sup>®</sup>

