

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS OBB-A1107

Fecha: 30.04.2025

ESPAÑOL



N.A. Condensador acromático con lente frontal basculante 0,9 / 0,13 (con diafragma de apertura)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

Condensador OBB-A1107

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OBB-A1107
Serie de modelos	OBB-AC
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios polarizadores
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761164468
Número del arancel aduanero	90119000

Datos técnicos - Construcción

Diafragma de apertura	sí
Tipo de condensador	Abbe
Apertura del condensador	0,9/0,13
Montaje del condensador	centrable

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Stotage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	80×80×70 mm
Peso bruto	0,80 kg
Peso neto	0,30 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	500 g
Plazo de entrega	1 d

FUNCIONES

Standard



PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
OBB-A1284	Unidad de polarización OBB-A1284