

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN 326-076

Data: 19.03.2025

ITALIANO



Kit di pesi, F1, 1 g - 2 kg, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di alluminio

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VETRINA DEI PRODOTTI



SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	326-076
Modello-Serie	326
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML F1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	404576 1224094
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	1 g - 2 kg
Cassa in alluminio	314-070-600
Peso set cassa	in valigetta di alluminio

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	acciaio inossidabile lucidato
È un set di pesi	sì
Tipo di caso	in valigetta di alluminio

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	1 g - 2 kg
Classe OIML	F1
Conformità OIML	sì

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	278×180×138 mm
Peso lordo	6 kg
Peso netto	1,4 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	4290 g
Tempo di consegna	1 d

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS 962-420

FUNZIONI

Standard



SERVIZI

Modello	Descrizione
962-420	Calibrazione DAkkS 962-420
962-420R	Ricalibrazione DAkkS KERN 962-420R
921-420	Scostamento positivo garantito (? + 1/3 OIML) KERN 921-420
920-715	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-715

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
314-070-600	Custodia rinforzata in alluminio KERN 314-070-600
315-242	Pinzetta KERN 315-242

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Valore nominale	Tolleranza (OIML)	Cassa in alluminio	Cassa in plastica	Cassa in legno	Peso set cassa
326-36	5 kg	25 mg	346-060-600	non disponibile	non disponibile	-
326-37	10 kg	50 mg	346-070-600	non disponibile	non disponibile	-
326-38	20 kg	100 mg	346-080-600	non disponibile	non disponibile	-
326-39	50 kg	250 mg	346-090-600	non disponibile	non disponibile	-
326-022	1 g - 50 g	-	-	-	313-020-100	in una cassa di legno
326-024	1 g - 50 g	-	-	313-052-400	-	in una custodia di plastica
326-026	1 g - 50 g	-	314-020-600	-	-	in valigetta di alluminio

Nome del modello	Valore nominale	Tolleranza (OIML)	Cassa in alluminio	Cassa in plastica	Cassa in legno	Peso set cassa
326-032	1 g - 100 g	-	-	-	313-030-100	in una cassa di legno
326-034	1 g - 100 g	-	-	313-052-400	-	in una custodia di plastica
326-036	1 g - 100 g	-	314-030-600	-	-	in valigetta di alluminio
326-042	1 g - 200 g	-	-	-	313-040-100	in una cassa di legno
326-044	1 g - 200 g	-	-	313-052-400	-	in una custodia di plastica
326-046	1 g - 200 g	-	314-040-600	-	-	in valigetta di alluminio
326-052	1 g - 500 g	-	-	-	313-050-100	in una cassa di legno
326-054	1 g - 500 g	-	-	313-052-400	-	in una custodia di plastica
326-056	1 g - 500 g	-	314-050-600	-	-	in valigetta di alluminio
326-062	1 g - 1 kg	-	-	-	313-060-100	in una cassa di legno
326-064	1 g - 1 kg	-	-	313-082-400	-	in una custodia di plastica
326-066	1 g - 1 kg	-	314-060-600	-	-	in valigetta di alluminio
326-072	1 g - 2 kg	-	-	-	313-070-100	in una cassa di legno
326-074	1 g - 2 kg	-	-	313-082-400	-	in una custodia di plastica
326-076	1 g - 2 kg	-	314-070-600	-	-	in valigetta di alluminio
326-082	1 g - 5 kg	-	-	-	313-080-100	in una cassa di legno
326-084	1 g - 5 kg	-	-	313-082-400	-	in una custodia di plastica
326-086	1 g - 5 kg	-	314-080-600	-	-	in valigetta di alluminio
326-092	1 g - 10 kg	-	-	-	313-090-100	in una cassa di legno
326-096	1 g - 10 kg	-	314-090-600	-	-	in valigetta di alluminio
326-01	1 g	0,1 mg	317-010-600	347-030-400	317-010-100	-

Nome del modello	Valore nominale	Tolleranza (OIML)	Cassa in alluminio	Cassa in plastica	Cassa in legno	Peso set cassa
326-02	2 g	0,12 mg	317-020-600	347-030-400	317-020-100	-
326-03	5 g	0,16 mg	317-030-600	347-030-400	317-030-100	-
326-04	10 g	0,2 mg	317-040-600	347-050-400	317-040-100	-
326-05	20 g	0,25 mg	317-050-600	347-050-400	317-050-100	-
326-06	50 g	0,3 mg	317-060-600	347-070-400	317-060-100	-
326-07	100 g	0,5 mg	317-070-600	347-070-400	317-070-100	-
326-08	200 g	1 mg	317-080-600	347-080-400	317-080-100	-
326-09	500 g	2,5 mg	317-090-600	347-090-400	317-090-100	-
326-11	1 kg	5 mg	317-110-600	347-110-400	317-110-100	-
326-12	2 kg	10 mg	317-120-600	347-120-400	317-120-100	-
326-13	5 kg	25 mg	317-130-600	347-130-400	317-130-100	-
326-14	10 kg	50 mg	317-140-600	347-140-400	317-140-100	-