


PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS ORA-A1002

Datum: 30.04.2025

DEUTSCH



Nelkenöl 19,6 % (CAS 8000-34-8)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

Kontaktflüssigkeit ORA-A1002 (Nelkenöl 19,6 % (CAS 8000-34-8), 2 ml)

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	ORA-A 1002
Modell-Reihe	ORA-A
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Refraktometer
Produktgruppe	Analoge Refraktometer
Produkt-Verwendungsart	Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761160279
Zolltarifnummer	90279000

FUNKTIONEN

Standard



DEUTSCH

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	50×15×15 mm
Bruttogewicht	0,20 kg
Nettogewicht	0,10 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	100 g
Lieferzeiten	1 d