



Balance de table protégée par l'inox et la classe de protection IP68, homologation en option

Caractéristiques

- Conçue pour les conditions d'hygiène très strictes de l'industrie alimentaire
- Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP
- Idéale pour applications industrielles robustes
- Construction en inox du boîtier et du plateau de pesée, donc inoxydable. Facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses
- 1** Résistant à la poussière et aux éclaboussures IP68. Donc très robuste et durable. Idéal pour les conditions environnementales difficiles
- Affichage très rapide des valeurs de pesées : 2 s env.
- Grâce au fonctionnement sur piles, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (cuisine, espace de vente, cantine, laboratoire alimentaire etc.)

- 2** Poignées encastrées sous la balance pour un transport aisé
- Pesage avec plage de tolérance : Un signal visuel et acoustique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage


Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions surface de pesée, inox, L×P 236×195 mm
- Prête à l'emploi : piles de série, 4×1.5 V Size D, autonomie jusqu'à 200 h. Fonction AUTO-OFF pour économiser les piles
- Poids net env. 3,2 kg
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

- 3** Plateau de tarage en inox, idéal pour pesage de petites pièces en vrac, de fruits, légumes, dimensions totales L×P×H 400×300×45 mm, KERN RFS-A02

DE SÉRIE



OPTION



FACTORY



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'homologation [e] g	Charge minimale [Min] g	Plus petit poids à la pièce (Normal) g/pièce	Options	
						Homologation KERN	Cert. d'étalonnage DAKKS DAKKS KERN
KERN							
FXN 3K-4N*	3	0,5	-	-	5	-	963-127
FXN 6K-3N*	6	1	-	-	10	-	963-128
FXN 10K-3N*	15	2	-	-	20	-	963-128
FXN 30K-3N*	30	5	-	-	50	-	963-128
Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l'homologation en même temps. Une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.							
FXN 3K-3M*	3	1	1	20	5	965-227	963-127
FXN 6K-3M*	6	2	2	40	10	965-228	963-128
FXN 10K-3M*	15	5	5	100	20	965-228	963-128
FXN 30K-2M*	30	10	10	200	50	965-228	963-128

1 * JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

Important : Dans le commerce, il existe une obligation administrative d'homologation en métrologie légale