

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN 303-05

Datum: 09.03.2026

DEUTSCH



Gewichtssatz, E1, 1 mg - 500 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui


KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen



DEUTSCH

- Die in diesem Gewichtssatz enthaltenen Milligramm Gewichte (Stückelung 1 mg - 500 mg) befinden sich in einem separaten Kunststoffetui

Modell-Artikel-Code	303-05
Modell-Reihe	303
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761002494
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Nennwert	1 mg - 500 g
----------	--------------

Gehäuse Holz	313-050-100
Gewichtssset Koffer	im Holzetui

Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtsset	yes
Anzahl der Gewichte im Set	24
Art des Gehäuses	im Holzetui

Nominalwert	1 mg - 500 g
OIML-Klasse	E1
OIML-konform	yes

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×180×110 mm
Bruttogewicht	3,2 kg
Nettogewicht	3,2 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-204
--------------------	---------

FUNKTIONEN

Standard



Option



DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
<u>963-204</u>	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-204
<u>962-204R</u>	DAkkS-Rekalibrierung KERN 962-204R
<u>920-713</u>	Markierung (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-713

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
<u>313-050-100</u>	Gewichtsetui KERN 313-050-100
<u>315-242</u>	Pinzette KERN 315-242
<u>318-270</u>	Staubpinsel KERN 318-270