

## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# KERN YKA-46

Datum: 16.03.2025

DEUTSCH



Image not  
available

Netzteil (EU/CH), Kabellänge ca. 1,5 m

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## BESCHREIBUNG

Steckernetzteil YKA-46 (12 V, 1.0 A | 100-240V 50/60Hz 0.5A | EURO, CH)

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	YKA-46
Modell-Reihe	YKA-ACC
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Allgemeines Zubehör für Waagen
Produktgruppe	Zubehör (Drucker, etc.)
Produkt-Verwendungsart	Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1260887
Vorgängermodell	FOB-A09
Zolltarifnummer	85044095
CE Label	ja

### Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO
Eingangsspannung	100-240V 50/60Hz 0.5A

### Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	85×85×55 mm
Bruttogewicht	0,30 kg
Nettogewicht	0,25 kg
Versandart	Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	100 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	10 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	10 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Glas	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Metall	0 g
Lieferzeiten	1 d

DEUTSCH