

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OBB-A1104

Datum: 22.09.2025

DEUTSCH



„Swing-out“ Kondensor N.A. 0,9/0,13 zentrierbar (mit Aperturblende)

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

Kondensor OBB-A1104

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A1104
Modell-Reihe	OBB-AC
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761164437
Zolltarifnummer	90119000

Bruttogewicht 0,80 kg

Nettogewicht 0,30 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil
- nach Gewicht -
Kunststoff 500 g

Lieferzeiten 1 d

FUNKTIONEN

Standard



DEUTSCH

Technische Daten - Konstruktion

Aperturblende	yes
Kondensor Typ	ABBE
Apertur des Kondensors	0,9/0,13
Befestigung des Kondensors	Zentrierbar

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×80×70 mm
--------------------------------	-------------