

KERN 326-082

Gewichtssatz, F1, 1 g - 5 kg, Eco-Form, Edelstahl poliert, im Holzetui

KERN®

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	326-082
Modell-Reihe	326
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761224322
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	1 g - 5 kg
Gehäuse Holz	313-080-100
Gewichtssatz Koffer	Im Holzetui

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtssatz	Yes
Art des Gehäuses	Im Holzetui

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	1 g - 5 kg
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Yes

Technische Daten - Verpackung & Versand

Funktionen

Standard

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 420×200×200 mm

Bruttogewicht 7 kg

Nettogewicht 7 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 0 g

Lieferzeiten 1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung 962-421

KERN 326-082

Gewichtssatz, F1, 1 g - 5 kg, Eco-Form, Edelstahl poliert, im Holzetui

