

BROCHURE PRODUIT

SAUTER AFM 03

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Manchon fileté en acier pour les dynamomètres et les pinces SAUTER, filetage extérieur : M10 filetage intérieur : M6

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

Adaptateur (Trou fileté M10, Filetage mâle M6) AFM 03

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	AFM 03
Model-Serie	AFM
Assortiment	Sauter
Type de produit	Mesure de la force
Groupe de produits	Pinces et outils de serrage
Type d'utilisation du produit	Accessoires/DL
Code EAN (Modèle)	4045761244849
Numéro de tarif douanier	90319000

Mode d'expédition

Service de colis

Numéro UN

Pas de marchandises dangereuses

Composant de l'emballage - par poids - plastique

0 g

Délai de livraison

1 d

FONCTIONS

Standard



FRANÇAIS

Données techniques - Construction

Matériau	acier
Dimensions du boîtier (LxPxH)	30×14×14 mm

Données techniques - Système de mesure

Filets de montage	Trou fileté M10
-------------------	-----------------

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	30×14×14 mm
Poids brut	0,05 kg
Poids net	0,05 kg