

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	327-151
Modello-Serie	327
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML F1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761004870
Data di inizio prevista	2020-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	20 kg
Tolleranza (OIML)	100 mg
Cassa in alluminio	Non disponibile
Cassa in plastica	Non disponibile
Cassa in legno	337-151-100

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Acciaio inossidabile lucidato
-----------	-------------------------------

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	20 kg
Classe OIML	F1
Conformità OIML	Yes
Tolleranza (OIML)	100 mg
Densità (kg/m ³)	7950

Funzioni

Volume (cm³) 2500

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	137×137×217 mm
Peso lordo	20 kg
Peso netto	20 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-445
--------------------	---------

KERN 327-151

Peso singolo, classe OIML F1, 20 kg, Peso di controllo, acciaio inossidabile lucidato



Standard

