

## FOLLETO DEL PRODUCTO

---

# KERN 346-79-2023a

Fecha: 28.03.2025

ESPAÑOL



Pesas individuales, Clase OIML M1, 50 kg, Bloque Eco, hierro fundido lacado

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## DESCRIPCIÓN

- Pesas individuales, Clase OIML M1, 50 kg, Bloque Eco, hierro fundido lacado
- Por la homologación es necesario un estuche. Por favor pida el estuche junto con las pesas singulares.

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Modelo de código de artículo | 346-79-2023a                          |
| Serie de modelos             | 346                                   |
| Surtido                      | KERN                                  |
| Tipo de producto             | Pesos de prueba                       |
| Grupo de productos           | Pesas de prueba OIML M1               |
| Tipo de uso del producto     | Artículo principal;Accesorio/servicio |
| Código EAN (Modelo)          | 404576 124 1701                       |
| Modelo sucesor               | 346-79                                |
| Número del arancel aduanero  | 84239090                              |

### Datos técnicos - Primarios

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Valor nominal     | 50 kg |
| Tolerancia (OIML) | 2,5 g |

### Datos técnicos - Construcción

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Dimensiones | 310×155×192 mm        |
| Material    | hierro fundido lacado |

### Datos técnicos - Sistema de medición

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Valor nominal                 | 50 kg     |
| Clase OIML                    | M1        |
| Conforme OIML                 | sí        |
| Tolerancia (OIML)             | 2,5 g     |
| Densidad (kg/m <sup>3</sup> ) | 7 100     |
| Volumen (cm <sup>3</sup> )    | 7042,2535 |

### Datos técnicos - Embalaje y envío

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Dimensiones del embalaje (An×P×Al)            | 330×180×230 mm |
| Peso bruto                                    | 50 kg          |
| Peso neto                                     | 50 kg          |
| Método de envío                               | Transporte     |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 0 g            |
| Plazo de entrega                              | 2 d            |

### Datos técnicos - Verificación

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Posibilidad de verificación | sí |
|-----------------------------|----|

### Servicios opcionales

|                   |         |
|-------------------|---------|
| DAkkS Calibración | 962-646 |
|-------------------|---------|

## FUNCIONES

Standard



## ACCESORIOS

| Modelo  | Descripción         |
|---------|---------------------|
| 317-290 | Guante KERN 317-290 |

## SERVICIOS

| Modelo   | Descripción                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 962-646  | Calibración DAkkS 962-646                                                         |
| 962-646R | Recalibración DAkkS KERN 962-646R                                                 |
| 952-646  | Verificación KERN 952-646                                                         |
| 920-30   | Marcado con números de soplado KERN 920-30                                        |
| 920-301  | Marcado con números de soplado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-301 |

## DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

| Nombre del modelo | Valor nominal | Tolerancia (OIML) | Caja aluminio |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 346-06            | 5 kg          | 250 mg            | 346-060-600   |
| 346-07            | 10 kg         | 500 mg            | 346-070-600   |
| 346-08            | 20 kg         | 1 g               | 346-080-600   |
| 346-09            | 50 kg         | 2,5 g             | 346-090-600   |
| 346-022-005       | 20 kg         | 1 g               | -             |
| 346-042-008       | 40 kg         | 1,5 g             | -             |
| 346-052-010       | 50 kg         | 2,5 g             | -             |
| 346-055-004       | 50 kg         | 2,5 g             | -             |
| 346-055-009       | 50 kg         | 2,5 g             | -             |
| 346-065-009       | 60 kg         | 3 g               | -             |
| 346-86            | 5 kg          | 250 mg            | 346-060-600   |
| 346-87            | 10 kg         | 500 mg            | 346-070-600   |
| 346-77            | 10 kg         | 500 mg            | 346-070-600   |
| 346-76            | 5 kg          | 250 mg            | 346-060-600   |
| 346-79-2023a      | 50 kg         | 2,5 g             | -             |

| Nombre del modelo | Valor nominal | Tolerancia (OIML) | Caja aluminio |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 346-88            | 20 kg         | 1 g               | 346-080-600   |
| 346-78            | 20 kg         | 1 g               | 346-080-600   |
| 346-89            | 50 kg         | 2,5 g             | -             |
| 346-81            | 100 kg        | 5 g               | -             |
| 346-82            | 200 kg        | 10 g              | -             |
| 346-83            | 500 kg        | 25 g              | -             |
| 346-84            | 1000 kg       | 50 g              | -             |
| 346-86-2025e      | 5 kg          | 250 mg            | 346-060-600   |
| 346-87-2025e      | 10 kg         | 500 mg            | 346-070-600   |
| 346-88-2025e      | 20 kg         | 1 g               | 346-080-600   |
| 346-89-2025e      | 50 kg         | 2,5 g             | 346-090-600   |
| 346-79            | 50 kg         | 2,5 g             | 346-090-600   |