


## PRODUKTBROSCHÜRE

# OPTICS OZB-A5781

Datum: 22.09.2025

DEUTSCH



Mechanischer Objektisch Abmessungen B×T 188×160 mm, Weg: 76x65 mm, (Auflicht) + (Durchlicht)

### KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## BESCHREIBUNG

Mikroskoptisch OZB-A5781

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OZB-A5781
Modell-Reihe	OBB-AS
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761169920
Zolltarifnummer	90119000

### FUNKTIONEN

Standard



DEUTSCH

### Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

### Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	260×240×100 mm
Bruttogewicht	2 kg
Nettogewicht	1,6 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	500 g
Lieferzeiten	1 d