

KERN ODC 895

Das digitale USB-Mikroskop für die schnelle Prüfung oder Ihr Hobby

KERN®



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	ODC 895
Modell-Reihe	ODC-89
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Mikroskop-Kameras
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761190566
Vorgängermodell	ODC 894
Geplanter Starttermin	2016-1HJ
Zolltarifnummer	85258900

Technische Daten - Primär

Kamera-Typ	USB Digital-Mikroskop
Kamera-Auflösung	2 MP
Sensor-Typ	CMOS
Größe des Sensors	1/3,2"

Technische Daten - Konstruktion

Farbfähigkeit	Farbe
Schnittstellen	USB 2.0
Betriebssystem	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Anwendbare Software	Extern (OXM 902)
Abmessungen	80×150×180 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung

Technische Daten - Verifizierung

WEEE	Yes
------	-----

Funktionen

Netzstecker	USB A
Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
Kabelbefestigung	fest angeschlossen

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	160×158×85 mm
Bruttogewicht	1,00 kg
Nettogewicht	0,90 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	131,984 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	438 mg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	13,432 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

KERN ODC 895

Das digitale USB-Mikroskop für die schnelle Prüfung oder Ihr Hobby



Standard

