

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN YPS-03

Datum: 16.03.2025

DEUTSCH



Antivibrationstisch, um Erschütterungen und Schwingungen zu absorbieren, die sonst das Wäageergebnis verfälschen könnten

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

BESCHREIBUNG

- Der Antivibrationstisch KERN YPS-03 ist dafür konstruiert, Erschütterungen und Schwingungen zu absorbieren, die sonst das Wäageergebnis verfälschen würden
- Der Antivibrationstisch YPS-03 besteht aus:
 - einer 24 kg schweren, polierten Granit-Steinplatte, die auf absorbierenden Gummielementen gelagert ist und als Standfläche für die Analysenwaage dient
 - einem Arbeitstisch, dessen Arbeitsplatte die Steinplatte umschließt und viele Ablagemöglichkeiten bietet. Der stabile Aluminiumprofilrahmen verfügt über vier höhenverstellbare Stellfüße, mit deren Hilfe der Antivibrationstisch bei etwaigen Bodenunebenheiten exakt nivelliert werden kann
- Am Antivibrationstisch kann ergonomisch optimiert und bequem gearbeitet werden. Der Einlass an der Vorderseite des Tisches bietet genügend Platz für eine Sitzmöglichkeit und den Bediener der Waage ohne den Antivibrationstisch zu berühren
- Alle Oberflächen sind hygienisch und leicht zu reinigen
- Passend für alle KERN Analysenwaagen mit Gesamtabmessungen B×T = 400×450 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 800×600×785 mm (Höhe nivellierbar, ca. 20 mm)
- Abmessungen Granitplatte, B×T×H 410×270×70 mm
- Nettogewicht ca. 46 kg

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	YPS-03
Modell-Reihe	YPS
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Allgemeines Zubehör für Waagen
Produktgruppe	Zubehör (Drucker, etc.)
Produkt-Verwendungsart	Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1246898
Vorgängermodell	YPS-03-2019a
Zolltarifnummer	84239010

Technische Daten - Konstruktion

Gesamtabmessungen montiert (B×T×H)	800×600×785 mm
------------------------------------	----------------

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	800×600×300 mm
Bruttogewicht	55 kg
Nettogewicht	46 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	3750 g

Verpackungsbestandteil 3750 g
- nach Gewicht -
Kunststoff

Lieferzeiten 2 d

FUNKTIONEN

Standard



DEUTSCH

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
RTYPS-9001	Stellfuß KERN RTYPS-9001
RTYPS-8002	Gummidämpfer KERN RTYPS-8002