


FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN YKR-03

Fecha: 16.03.2025

ESPAÑOL



Uso con acumulador interno adecuado para los modelos KERN CPE, EFC, FCD

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIPCIÓN

Batería YKR-03 (Li-Ion, 3,7 V, 4.000 mAh)

ESPECIFICACIONES

Plazo de entrega 1 d

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	YKR-03
Serie de modelos	YKR
Surtido	KERN
Tipo de producto	Accesorios generales para balanzas
Grupo de productos	Accesorios (impresora, etc.)
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	404576 1360266
Número del arancel aduanero	85076000
CE Label	sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Adaptador de red	Batería recargable
------------------	--------------------

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	90×70×40 mm
Peso bruto	0,10 kg
Peso neto	0,10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Número ONU	3480