

KERN KMA-TMN

Data: 28.01.2025

ITALIANO



Apparecchio indicatore: Plastica, protezione antipolvere ed antispruzzo , alimentatore di rete integrato

CONTACT

Indirizzo

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono e fax

Telefono : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

Internet

Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIZIONE

Apparecchio indicatore KMA-TMN, display LCD, altezza cifre 25 mm, unità di pesata kg

SPECIFICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	KMA-TMN
Modello-Serie	KMA
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Prodotti medici
Gruppo di prodotti	Balance per sedie
Tipo di utilizzo del prodotto	Pezzo di ricambio
Codice EAN (Modello)	404576 1209787
Data di inizio prevista	unbestimmt-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239010
Modello fuori produzione	yes

Dati tecnici - Display

Altezza del display	25 mm
---------------------	-------

Dati tecnici - Alimentazione

Adattatore di rete/adattatore incluso	AUS;CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	12 h
Tensione di ingresso	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	22 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale - interno

Dati tecnici - Sistema di misura

Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Unità di pesata	kg

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Umidità minima	0 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	205×370×100 mm
Peso lordo	1,2 kg
Peso netto	0,55 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	236 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	236 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Approvazione della verifica conforme alla norma 2014/31/UE	yes
--	-----

Classe di verifica	III
--------------------	-----

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione	Prezzo
RMCC-5001	Presa di collegamento RMCC-5001	5,00 €
RMCC-9002	Copertura del display RMCC-9002	7,00 €
MBC-A09	Montaggio per batterie KERN MBC-A09	15,00 €
RMCC-8008	Tapa del compartimento de las pilas RMCC-8008	5,00 €

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Capacità di pesatura	Leggibilità	Valore di verifica (e)
RMCC-9001			
RMCC-5001			
RMCC-6001			
RMCC-1001	300 kg		
RMCC-9002			
RMCC-9003			
RMCC-9004			
RMCC-8008			
RMCC-3001			
RMCC-8002			
RMCC-9005			
RMCC-8003			
RMCC-8004			
RMCC-8005			
RMCC-8006			
RMCC-8007			
RMCB-6001			
RMCB-4010			
RMCCN-8003			
RMCCN-4010			
RMCC-9006			
RMCC-8018			
RMCC-8013			
RMCC-8014			
RMCB-8025			

RCMB-8026

RMCC-2001

RMCCN-2001

RMCCN-4011

RMCCN-2002

RTMCN-4001

RTMCN-8001

RTMCN-3001

RTMCN-8002

RTMCN-8003

RTMCN-2001

RTMCN-9002

RTMCN-8004

RMCD-1001 500 kg

RMCC-8009

KMA-TMN

RCMB-8017

RCMB-8018

RMCCN-5001

RMCCN-8001

RMCCN-8002

RMCC-9010

RCMB-1001

RCMB-8004

RCMB-8006

RCMB-2003

RCMB-8015

RCMB-8016

RCMB-8003

RCMB-8005

RCMB-8019

RMCD-4001

RMCD-8001

RMCD-8002

RMCD-9001

RMCD-9002

RMCD-8003

RMCD-8004

RMCD-8005

RMCD-8006

RMCD-8007
