

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN 308-22-2026e

Datum: 24.12.2025

DEUTSCH



Image not
available

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	308-22-2026e
Modell-Reihe	308
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	404576 1495005
Vorgängermodell	308-22
Geplanter Starttermin	2026-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	136×53×22 mm
--------------------------------	--------------

Bruttogewicht	0,10 kg
---------------	---------

Nettogewicht	0,10 kg
--------------	---------

Versandart	Paketdienst
------------	-------------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	0 g
---	-----

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

DEUTSCH

Technische Daten - Primär

Nennwert	1 mg - 500 mg
Gewichtssset Koffer	im Kunststoff-Etui

Technische Daten - Konstruktion

Ist Gewichtssset	yes
Anzahl der Gewichte im Set	12

Technische Daten - Messsystem

OIML-Klasse	E1
OIML-konform	yes

Technische Daten - Verpackung & Versand

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
315-242	Pinzette KERN 315-242
318-270	Staubpinsel KERN 318-270

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
962-350R	DAkkS-Rekalibrierung KERN 962-350R
920-350	Markierung durch Lasergravur (Individuelle Markierung) KERN 920-350

ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

Modell	Nennwert	Toleranz (OIML)	Gehäuse Aluminium	Gehäuse Kunststoff	Gehäuse Holz	Gewichtssatz Koffer
308-426	1 mg - 500 mg	-	-	-	-	im Aluminiumetui
308-31	1 mg	0,003 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-
308-32	2 mg	0,003 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-
308-33	5 mg	0,003 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-
308-39	500 mg	0,008 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-
308-38	200 mg	0,006 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-
308-37	100 mg	0,005 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-
308-36	50 mg	0,004 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-
308-35	20 mg	0,003 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-
308-34	10 mg	0,003 mg	317-009-600	347-009-400	338-090-200	-
308-42	1 mg - 500 mg	-	-	328-222-420	-	im Kunststoff-Etui
308-22	1 mg - 500 mg	-	-	-	-	im Kunststoff-Etui