

FOLLETO DEL PRODUCTO**OPTICS
OBB-A1564**

Fecha: 16.03.2025

ESPAÑOL



Objetivo acromático, E-Plan 40 x /0,65 (con suspensión) W.D. (0,85 mm), antifúngico

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIPCIÓN

Objetivo acromático, E-Plan 40 x /0,65 (con suspensión) W.D. (0,85 mm), antifúngico OBB-A1564

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Modelo de código de artículo | OBB-A1564 |
| Serie de modelos | OBB-AO |
| Surtido | Optics |
| Tipo de producto | Microscopios |
| Grupo de productos | Microscopios de luz transmitida |
| Tipo de uso del producto | Pieza de recambio;Accesorio/servicio |
| Código EAN (Modelo) | 4045761229013 |
| Número del arancel aduanero | 90119000 |

| | |
|--|-------|
| Componente de embalaje - por peso - cartón | 300 g |
|--|-------|

| | |
|------------------|-----|
| Plazo de entrega | 1 d |
|------------------|-----|

FUNCIONES

| |
|----------|
| Standard |
|----------|



Datos técnicos - Condiciones ambientales

| | |
|----------------------|-------|
| Temp. almacenaje Min | -5 °C |
| Storage Temp Max | 40 °C |

Datos técnicos - Embalaje y envío

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Dimensiones del embalaje (An×P×Al) | 65×40×40 mm |
| Peso bruto | 0,60 kg |
| Peso neto | 0,30 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |