

KERN OZB-A4515UK

Doppia illuminazione a collo di cigno per illuminazione ottimale del vostro campione

KERN[®]



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OZB-A4515UK
Modello-Serie	OZB-IF
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Illuminazione esterna
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761218505
Data di inizio prevista	2019-1HJ
Numero di tariffa doganale	94054239

Dati tecnici - Primario

Tipo di illuminazione	LED
Intensità di illuminazione	6W

Dati tecnici - Costruzione

Temperatura del colore	5600-6300 K
Lunghezza della fibra	300 mm
Dimensioni	120×370×250 mm

Dati tecnici - Alimentazione

Classe di protezione	Classe di protezione I - conduttore di protezione
----------------------	--

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 300×250×250 mm

Peso lordo 2 kg

Peso netto 1,8 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti
dell'imballaggio - a peso -
carta 0 g

Componenti
dell'imballaggio - in peso -
cartone 179,952 g

Componenti
dell'imballaggio - in peso -
plastica 1,25665 g

Componenti
dell'imballaggio - in peso -
polistirolo 70,1211 g

Componenti per
l'imballaggio - in peso -
schiuma 0 g

Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Verifica

RAEE Yes

KERN OZB-A4515UK

Doppia illuminazione a collo di cigno per illuminazione ottimale del vostro campione



Funzioni

Standard

