

KERN 366-96

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 5 kg, Knopf, Gusseisen lackiert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	366-96
Modell-Reihe	366
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M3 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761482104
Vorgängermodell	366-96-2.024a
Geplanter Starttermin	2025-2HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	5 kg
Toleranz (OIML)	2,5 g

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Gusseisen lackiert
-----------	--------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	5 kg
OIML-Klasse	M3
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	2,5 g
Dichte (kg/m ³)	7.100
Volumen (cm ³)	704,2254

Technische Daten - Verpackung & Versand

Funktionen

Standard

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	94×94×146 mm
Bruttogewicht	5,0 kg
Nettogewicht	5,0 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	No
-----------------	----

Optionale Dienstleistungen

DAkS Kalibrierung	962-643
-------------------	---------

KERN 366-96

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 5 kg, Knopf, Gusseisen lackiert



Option

