

KERN MPB 300K100

Personenwaage mit BMI-Funktion

KERN®



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	MPB 300K100
Modell-Reihe	MPB
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Personenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761097575
Geplanter Starttermin	2008-1HJ
Zolltarifnummer	84231090
CE Label	Ja

Technische Daten - Primär

Wägekapazität	300 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg

Technische Daten - Konstruktion

Material-Wägeplatte	Stahl, lackiert
Abmessungen komplett montiert (BxTxH)	315x300x60 mm
Material Gehäuse	Stahl, lackiert

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	25 mm
-------------------	-------

Technische Daten - Spannungsversorgung

Batterie	6x1.5 V AA
----------	------------

Betriebszeit	170 h
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO
Eingangsspannung	220 V - 240 V AC, 50 Hz

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,2 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Empfohlenes Justiergewicht	250 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,1 kg
Wägeeinheiten	Kg
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH)	475x418x130 mm
Bruttogewicht	6 kg
Nettogewicht	4,6 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	220 g

KERN MPB 300K100

Personenwaage mit BMI-Funktion



Verpackungsbestandteil -
nach Gewicht - Kunststoff 550 g

Verpackungsbestandteil -
nach Gewicht - Styropor 880 g

Lieferzeiten 1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkS Kalibrierung 963-129

Funktionen

Standard



Option

