

KERN 347-015

Peso singolo, classe OIML M1, 1 g, Peso della scanalatura (Tipo A), acciaio inossidabile tornito fine



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	347-015
Modello-Serie	347-015
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761256132
Modello precedente	347-415
Data di inizio prevista	2022-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	1 g
Tolleranza (OIML)	1 mg
Cassa in alluminio	Non disponibile
Cassa in plastica	347-030-400

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Acciaio inossidabile tornito fine
-----------	-----------------------------------

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	1 g
Classe OIML	M1
Conformità OIML	Sì
Tolleranza (OIML)	1 mg
Densità (kg/m ³)	8000

Funzioni

Volume (cm³) 0,119

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 13×13×2 mm

Peso lordo 0,05 kg

Peso netto 0,05 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 0 g

Tempo di consegna 1 d

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS 962-631

KERN 347-015

Peso singolo, classe OIML M1, 1 g, Peso della scanalatura (Tipo A), acciaio inossidabile tornito fine



Standard

